

8.2 Ампулы со стандарт-тигровами герметично запаиваются, края гладко отпиваются. Ампулы имеют линейные вогнутости для удобства их пробивания стеклянным бойком.

8.3 Из расфасованных стандарт-тигров предстаивает собой определенное количество (не более 6) ампул, приготовленных в соответствии с п.л. 8.1 – 8.2 и уложенных в картонные коробки. Стеклянные ампулы в коробках перекладываются вкладышем – сепаратором. Упаковочные коробки запаиваются в оболочку из полиэтиленовой пленки.

## 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 9.1 Транспортирование

9.1.1 Стандарт-тигры СТ-рН-04.3 допускается транспортировать в тарной упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в крытых транспортных средствах, согласно ГОСТ 3885-73.

9.1.2 Условия транспортирования в части климатических воздействий должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69:

- температура воздуха — от минус 25 до 50°C,
- атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность при 25°C — до 98 %.

9.1.3 При транспортировании самолетом стандарт-тигры должны размещаться в отапливаемых и герметизированных отсеках.

9.1.4 Транспортирование в районы, где средняя температура воздуха в наиболее холодный период может быть ниже минус 25 °C должно производиться только с апреля по сентябрь месяц включительно.

### 9.2 Хранение

9.2.1 Упакованные стандарт-тигры СТ-рН-04.3 хранят в крытых, вентилируемых и отапливаемых в зимнее время помещениях без воздействия прямых солнечных лучей.

- 9.2.2 Условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69:
- температура воздуха — от 5 до 40°C,
  - атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа;
  - относительная влажность при 25°C — до 80 %.

## 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### 10.1 Срок годности стандарт-тигров СТ-рН-04.3 – 3 года.

10.2 Гарантии не распространяются при нарушении правил хранения, транспортирования и эксплуатации стандарт-тигров, а также инструкции по приготовлению буферных растворов.

## 11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

С замечаниями и предложениями обращаться к изготовителю по адресу:

450029, г. Уфа, ул. Юбилейная, 10.

АО НПИП «Уралхиминвест»

Тел/факс: (347)-246-20-83, 246-20-94.

e-mail: [standart-titr@mail.ru](mailto:standart-titr@mail.ru)

## 12. УТИЛИЗАЦИЯ

Вещества, используемые для изготовления стандарт-тигров, имеют невысокую концентрацию и не относятся к 1 классу вредности, поэтому допускается слив неиспользованных растворов в общую канализационную систему с проточной водой.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
**УРАЛХИМИНВЕСТ**

Стандарт-тигры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда СТ-рН-04.3 на 1000 см<sup>3</sup> при 25 °C  
ГОСТ 2642-004-33813273-2006 (изм. 1)

Изготовлено: 21 октября 2022 г.

333045

Тип	Значение рН при 25°C	Годен до	Свидетельство о поверке*	Номер партии (заводской номер)
3	4,01	20.10.2025 г.	С-Т/21-10-2022/197541531	371

\* – поверка произведена ФГУП «ВНИИФТРИ», аккредитованном Госстандартом России на техническую компетентность в области поверки средств измерений и зарегистрированном в Реестре под № 075.

Стандарт-тигры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН 3-го разряда СТ-рН-04.3 соответствуют требованиям ГОСТ 8.135-2004 и ТУ 2642-004-33813273-2006 (изм. 1).

Начальник аналитической испытательной лаборатории  
АО НПИП «Уралхиминвест»

Кузина З.С.



## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стандарт-тигры СТ-рН-04.3 предназначены для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН 3-го разряда, воспроизводящих шкалу рН водных растворов в диапазоне от 1 до 13 в интервале температур от 0 до 95°C.

Рабочие эталоны 3 разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений показателя рН активности ионов водорода в водных растворах применяются в научно-исследовательских, промышленных и других лабораториях и учреждениях при калибровке и поверке рН-метров и измерительных электродов методом прямых измерений, а также при контроле погрешностей методик выполнения измерений рН жидкок сред.

Характеристики стандарт-тигров соответствуют ГОСТ 8.135-2004.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Стандарт-тигры СТ-рН-04.3 изготавливаются шестью типов. Характеристики стандарт-тигров соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Характеристики стандарт-тигров СТ-рН-04.3

Тип	Химический состав стандарт-тигров	Масса* веса, входящих в состав стандарта-тигра, (грамм)		Концентрация веществ в рабочем растворе в эталоне, (моль/кг)	Значение рН рабочего эталона при 25 °C
		3	4		
1	Калий тетраоксалат 2-водный <chem>KH3(C2O4)2·2H2O</chem>	12,610	0,05	1,65	
2	Калий гидрогаргат <chem>KHC4H4C6</chem>	9,500	насыщенный при 25 °C	3,56	
3	Калий гидрофталат <chem>KHC8H4O4</chem>	10,120	0,05	4,01	
4	Калий дигидрофосфат <chem>Na2HPO4</chem>	3,390 3,530	0,025	6,86	
5	Натрий тетраборат 10-водный <chem>Na2B4O7·10H2O</chem>	3,810	0,010	9,18	
6	Кальций гидрооксид <chem>Ca(OH)2</chem>	1,750	насыщенный при 20 °C	12,43	

\* - приведены массы навесок для приготовления 1 дм<sup>3</sup> (1 л) буферного раствора при 20 °C;

2.2 Буферные растворы, приготовленные из стандарт-тигров СТ-рН-04.3, воспроизводят номинальные значения рН, указанные в столбце 5 таблицы 1.

2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности ΔрН буферных растворов — рабочих эталонов pH 3-го разряда, приготовленных из стандарт-тигров СТ-рН-04.3 ±0,03 pH.

2.4 Условия эксплуатации стандарт-тигров:

- температура воздуха от 10 до 35 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха — не более 75 % при 30 °C.

2.5 Срок годности — 3 года.

## 3 СОСТАВ НАБОРА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Стандарт-тигры СТ-рН-04.3 выпускаются в обращение в виде наборов (таблица 2).

Таблица 2 — Состав типового набора стандарт-тигров СТ-рН-04.3

	Наименование	Количество	Примечание
1	Стандарт-тигр СТ-рН-04.3	6 ампул	6 ампул одного типа или по 1 ампуле всех шести типов
2	Стеклянный боец	1 шт.	
3	Инструкция по приготовлению	1 шт.	
4	Свидетельство о поверке (копия)	1 шт.	
5	Упаковочная картонная коробка	1 шт.	

## 3.2 В комплект поставки входят:

- наборы стандарт-тигров согласно п.3.1....1 набор и более
- Паспорт
- Транспортная тара

3.3 Вес другого одного комплекта поставки — не более 10 кг.

## 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе со стандарт-тиграми допускаются лица, изучившие нормативную и техническую документацию на стандарт-тигры, имеющие опыт работы с химическими веществами не менее трех месяцев и прошедшие местный инструктаж по технике безопасности.

4.2 Стандарт-тигры СТ-рН-04.3 изготовлены из химических веществ, которые при неправильном обращении могут представлять определенную опасность для человека и окружающей среды. Поэтому при работе со стандарт-тиграми и приготовленными из них буферными растворами должны строго соблюдаться требования безопасности и производственной санитарии, установленные ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76 для работы с химическими реактивами.

5.1 Для приготовления из стандарт-тигров СТ-рН-04.3 буферных растворов — рабочих эталонов pH, необходимо иметь:

- дистилированную воду с удельной электропроводностью не более 4,3·10<sup>-4</sup> См·м<sup>-1</sup> при температуре 20 °C;
- посуду мерную стеклянную 2-го класса точности;
- воронки диаметром 8 – 10 см;
- промывалку;
- фильтровальную бумагу;
- водяной термостат.

## 6 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ

Буферные растворы — рабочие эталоны pH приготавливают из стандарт-тигров СТ-рН-04.3 согласно инструкции по приготовлению буферных растворов — рабочих эталонов pH,ложенной в каждую коробку с набором стандарт-тигров.

## 7 ПОВЕРКА

7.1 Первичная поверка осуществляется в соответствии с документом "Стандарт-тигры СТ-рН-04.3 для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов pH 3-го разряда Методика поверки" ЗГКП.410408.001 МП.

Проверка должна проводиться организациями, аккредитованными на право проведения соответствующего вида поверки эталонных средств измерения.

7.2 ПерIODической поверке стандарт-тигры СТ-рН-04.3 не подлежат.

7.3 Сведения о результатах поверки находятся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/>).

## 8 УПАКОВКА

8.1 Стандарт-тигры расфасовываются в стеклянные ампулы.